




SYSLAB

TESTE RÁPIDO COVID-19

RESULTADOS RÁPIDOS E CONFIÁVEIS



QUEM SOMOS

Atuamos no mercado há **29 anos**. Nascemos com foco para atuar na área Laboratorial e Hospitalar. Ao longo dos anos construímos relações sólidas com fornecedores, como: Siemens Healthcare, Abbott, Beckman, Becton Dickinson, entre outras. Atendemos hospitais, laboratórios de análises clínicas, públicos e privados. Atuamos na grande São Paulo, baixada Santista, litoral Norte e Sul, e os vales do Ribeira e do Paraíba.



PREVENÇÃO E SEGURANÇA NA SUA EMPRESA

A principal orientação para desacelerar a disseminação da COVID-19 no Brasil e retomar a economia de forma segura é aumentar a testagem da população.


Nós SYSLAB, com toda a nossa experiência, estamos comercializando testes COVID-19 **IgG / IgM e Ag (Antígeno)**, que apresentam resultados **rápidos, confiáveis, acessíveis e de fácil aplicação.**

Planeje conosco o retorno das atividades na sua empresa com toda a segurança para seus colaboradores! Sua empresa contará com a pronta entrega dos testes e todo o nosso suporte técnico



POR QUE TESTE RÁPIDO?

O momento certo de cada teste



Fonte: revista Pesquisa FAPESP ([leia](#)).

Referências científicas: Cellular Immune Responses do Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SarsACoVA2) Infection in Senescent Balb/C Mice; CD4+TCell5 Are Important in Control of SarsACoV Infection.

Mais acessível, aplicação mais simples que a aplicação do PCR, e com resultado “na hora”.
Com ele poderemos aumentar rapidamente a população testada, identificando quem teve contato com o vírus, mesmo assintomáticos ou com sintomas leves.



COVID-19 IgG e IgM

Indicado: de 7 à 8 dias após os sintomas.

Resultado: entre 10 à 20 minutos

IgG - Positivo: paciente teve infecção do vírus, média de 3 semanas antes, e possivelmente imunizado.

Não há necessidade de isolamento.

IgM - Positivo: paciente está ou esteve infectado, o corpo ainda está lutando contra o vírus

Deve ficar isolado por 14 dias.



COVID-19 Ag (Antígeno)

Indicado: entre 2 à 7 dias dos sintomas.

Resultado: entre 10 à 30 minutos

AG - Positivo : paciente está infectado com o vírus e o corpo está lutando contra a infecção

Deve ficar isolado por 14 dias.

TESTAGEM CONJUNTA ANTÍGENO + ANTICORPO

DIMINUIÇÃO DA JANELA IMUNOLÓGICA DA COVID-19



2/3 dias

6/7 dias



7/8 dias

Número de dias após início dos sintomas/infecção

Ideal para pessoas assintomáticas / sintomáticas

Amostra de swab nasofaríngeo

Swab incluso no kit

Resultado em 15-30 minutos

Registro MS: 80954880133

Deteção diferenciada do IgG e IgM

Amostra sangue, soro ou plasma

Resultado em 10-15 minutos

Registro MS: 80954880132

TESTAGEM CONJUNTA ANTÍGENO + ANTICORPO

- Possibilita diminuição da janela imunológica da COVID-19
- Ag: de 2 a 3 dias após início dos sintomas/infecção até 7 dias.
- IGG/IGM: a partir do 7/8 dia após início dos sintomas

Proposta Comercial

Valores do IGG/IGM (somente kit fechado = 25 tt)

- Mínimo 25 à 100 testes = R\$ 85,00
- de 125 à 1000 TESTES = R\$ 75,00
- de 1025 à 5000 TESTES = R\$ 65,00

Preços Especiais para grandes quantidades!

Valores do Antígeno (somente kit fechado = 25 tt)

- Mínimo 25 à 100 testes = R\$ 145,00
- de 125 à 1000 TESTES = R\$136,00
- de 1025 à 5000 TESTES = R\$ 128,00

Preços Especiais para grandes quantidades!



Muito obrigado e Aguardamos
seu contato!!

Mauro Estrela

Diretor Comercial

Contato: 11 5095-2700 / 1198538-5765

E-mail: mauro@syslab-sp.com.br

Site: www.syslab-sp.com.br